

S100 β

中枢神经特异蛋白 (S100 β) 检测试剂盒 (荧光免疫层析法)

脑损伤最佳生物标志物——脑损伤的早期诊断及严重程度的评估

S100 β 是由神经系统胶质细胞分泌,广泛分布于神经组织中,可促进脑神经胶质细胞增殖和损伤修复。S100 β 在脑损伤、脑血管疾病、中枢系统炎症等疾病患者血液中明显升高,并且在上述疾病的诊断和预后评估方面具有重要临床应用价值。

DFIA200



DFIA 干式荧光免疫分析仪



多种样本



自动计时




快速定量



室温保存

临床应用




急性脑卒中(脑梗死和脑出血)

早期辅助诊断

评估脑损伤程度

指导治疗及评估预后

不同程度颅脑损伤患者血清S100β含量



新生儿缺血缺氧性脑病(HIE)早期诊断、严重程度及预后判断



创伤性颅脑损伤的早期诊断、评估损伤程度及判断预后



监测心脏手术和冠状动脉分流移植手术时对大脑的损伤情况



用于恶性黑色素瘤、皮肤癌的辅助诊断和疗效评价



病毒性脑炎患儿病情转归的预测



脑部恶性肿瘤的诊断及预后监测

适用科室

新生儿科

新生儿缺血缺氧性脑病

儿科

脑炎、脑膜炎、手足口症

神经内科、神经外科

脑卒中、颅脑损伤

精神病学

抑郁症、精神分裂症



老年科

脑卒中、高血压、阿尔兹海默症

急诊科

脑卒中、颅脑损伤
急性一氧化碳中毒

肿瘤科

脑部肿瘤、黑色素瘤

APPLICABLE DEPARTMENTS

产品信息

名称	样本类型	检测时间	包装规格
中枢神经特异蛋白(S100β)检测试剂盒(荧光免疫层析法)	血清、血浆、全血	10min	25份/盒 50份/盒



广州市宝创生物技术有限公司



020-32077730
4008161226

地址: 广州市黄埔区开源大道11号C6栋301室、C6栋401室
网址: www.ebiotron.com 传真: 020-32077729